

## Limited-STAGE-S

お客様のスマートフォン、タブレットでの撮影に



お手持ちのスマートフォン、タブレットをキャビネットに置くだけで撮影ができます

縦置き、横置き、ケース付きのまま撮影ができます

ご使用される方すべてのスマートフォンをそのまま簡単に撮影できるよう上部はフラットで、中心部の穴にカメラのレンズを合わせて置くだけです  
カメラケースを外す必要もほとんどありません



縦置き



横置き




ケース付き



タブレット



UV搭載例



青色LED搭載例

扉は前面開閉

キャビネットにはスマートフォンと接続可能な8インチ液晶モニターが接続可能です

キャビネットを動かす必要が無く簡単にゲルをセットできます

リアルタイム画像が表示されますので、ゲル画像を確認しやすくなります。

(スマートフォン/タブレット用HDMI変換ケーブルをご用意ください)



UV透過ゲルトレイは別売です




8インチ液晶モニター接続例




照射装置を既にお持ちの場合はUV撮影用フィルター付きまたは青色LED撮影用フィルター付きを選択してください

CatNo	195-1	195-2
型式	Limited-STAGE-SU UV撮影用フィルター付き	Limited-STAGE-SB 青色LED撮影用フィルター付き
価格	¥95,000= → ¥60,000-	¥85,000= → ¥55,000-



UVイルミネーター付きまたは青色LEDイルミネーター付きのどちらかを選択してください

CatNo	195-3	195-4
型式	Limited-STAGE-S-UV ※1 UV撮影用フィルター付き UVトランスイルミネーター付き	Limited-STAGE-S-100 ※2 青色LED撮影用フィルター付き 青色LEDイルミネーター付き
価格	¥220,000= → ¥170,000-	¥305,000= → ¥151,000-



UVイルミネーター

青色LEDイルミネーター

仕様	Limited-STAGE-S	Limited-STAGE II-S
最大撮影サイズ	19x19cm	19x19cm
フィルター	UV用または青色LED用	UV用または青色LED用
切り出し仕様	不可	可能
サイズ・重量 (WxDxHmm)	220x220x210 重量3.3、5kg	220x220x440 重量3.5kg

### 切り出し対応 Limited-STAGE II-S

切り出し仕様は夏・キャンペーンカタログをご参照ください



Limited-STAGE II-S

### UV透過ゲルトレイ

ラップを敷く手間が省け、簡単にゲルを載せることができます。

260nm以降を透過しますので感度を損なうことなく撮影できます。  
切出時のご使用でイルミネーターを傷つける心配がありません。  
15x15 (cm)とコンパクトでLimited-STAGEIにおすすめです。  
片側がL型のため持ちやすくなっております。

短波長(254nm)イルミネーターでは感度が低下します。



カタログNO.	型式	数量	サイズ	価格
310	UVTR15	1枚	150(W)x150(D)x20(H)mm	¥8,000- → ¥6,500-
310-002	UVTR15X2	2枚入り	150(W)x150(D)x20(H)mm	¥15,000- → ¥12,000-

製造元 **アムズシステムサイエンス**

〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2-10-21-503

TEL 06-7493-0786 FAX 06-6390-6370

URL <http://www.amzsystemscience.com>

E-mail [info@amzsystemscience.com](mailto:info@amzsystemscience.com)