

## USEDセール開催中

デモで使用したカメラで旧機種となったものをUSEDセールとして販売しています。  
カメラ以外のキャビネット類などはすべて新品のものとなります。

Limited-STAGE-G1XM2

ゲル撮影装置

デジタルカメラをゲル撮影用に最適化しています。

撮影するごとに設定を調整する必要はありません。電源onの後はシャッターボタンを押すだけで、撮影する人の手間を一切排除しました。  
さらに、露光時間、絞り、ISO感度など、簡単に変更調整できます。

カメラの液晶モニターは角度調整ができます

自由に角度を変えられますので、画像の確認も楽に行えます。

角度調整可能液晶モニター



扉は前面開閉

扉は前面解放のため、キャビネットを動かす必要もなくゲルをセットできます

UV透過ゲルトレイ(別売)を使用すればさらに簡単にゲルをセットできます



切出し対応 Limited-STAGE II


上部観察窓(UVカット付)より確認をしながら両側の扉に手を入れ、切りだし作業ができます



UV撮影用または青色LED撮影用のいずれかを選択してください

	シンプルモデル		切出し対応モデル	
CatNo	110-1182	110-1183	116-1182	116-1183
型式	Limited-STAGE-G1XM2U UV撮影用フィルター付き	Limited-STAGE-G1XM2L 青色LED撮影用フィルター付き	Limited-STAGE II -G1XM2U UV撮影用フィルター付き	Limited-STAGE II -G1XM2L 青色LED撮影用フィルター付き
価格	¥115,000-	¥100,000-	¥135,000-	¥120,000-


仕様	構成内容	
有効画素数	1300万画素	デジタルカメラシステム キャビネット バッテリー ゲル撮影用レンズ SDカード  ゲル切出し用遮光カーテン(Limited-STAGE II のみ) 観察窓用フィルター(Limited-STAGE II のみ)
液晶モニター	3インチ液晶モニター	
画像ファイル	JPEG	
記録媒体	SDカード	
最大撮影サイズ	19x19cm	
切り出し	Limited-STAGE II のみ可能	
サイズ・重量 (WxDxHmm)	220x220x440 重量3kg	



## 関連製品


### UVトランスイルミネーター

カタログNO.	型式	UV波長	フィルターサイズ	価格
308	ECX15M	312nm	15x15cm	¥140,000-
915	TCP20LM	312/365nm	20x20cm	¥190,000-



### 青色LEDイルミネーター

カタログNO.	型式	仕様	価格
930	LED100	青色LEDイルミネータ	¥120,000= → ¥96,000-
930-1	LED100F	オレンジプレート(切出し確認用)※	¥10,000= → ¥8,000-



※オレンジプレートは切出し作業用に使用するものです。Limited-STAGE II をご購入で、切出しもご使用の場合に必要となります。

Limited-STAGE II は切出し仕様になっているため必要ありません。

### UV透過ゲルトレイ

カタログNO.	型式	数量	サイズ	価格
310	UVTR15	1枚	150(W)x150(D)x20(H)mm	¥8,000= → ¥4,500-
310-002	UVTR15X2	2枚入り	150(W)x150(D)x20(H)mm	¥16,000= → ¥8,000-



製造元 **アムズシステムサイエンス**  
 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2-10-21-503  
 TEL 06-7493-0786 FAX 06-6390-6370

URL <http://www.amzsystemsscience.com>  
 E-mail [info@amzsystemsscience.com](mailto:info@amzsystemsscience.com)