

ゲル撮影装置

アムズシステムサイエンス

USEDセール開催中

デモで使用したカメラで旧機種となったものをUSEDセールとして販売しています。
カメラ以外のキャビネット類などはすべて新品のものとなります。

STAGE-1000G1XM2 ゲル撮影装置

デジタルカメラをゲル撮影用に最適化しています。

撮影するごとに設定を調整する必要はありません。電源onの後はシャッターボタンを押すだけで、撮影する人の手間を一切排除しました。さらに、シャッタースピード、ISO感度など、簡単に変更調整できます。

AC電源ケーブル標準付属のため、バッテリーのような充電の煩わしさがありません。

カメラの液晶モニターは角度調整ができます


自由に角度を変えられますので、画像の確認も楽に行えます。



扉は前面開閉


扉は前面解放のため、キャビネットを動かす必要もなくゲルをセットできます

UV透過ゲルトレイ(別売)を使用すればさらに簡単にゲルをセットできます



切出し対応


上部観察窓(UVカット付)より確認をしながら切りだし作業ができます
脱着可能な遮光カーテン標準付属



UV撮影用または青色LED撮影用のいずれかを選択してください

| CatNo | 111-1182 | 111-1183 |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 型式 | STAGE-1000-G1XM2U UV撮影用フィルター付き | STAGE-1000-G1XM2L 青色LED撮影用フィルター付き |
| 価格 | ¥140,000- | ¥135,000- |

| 仕様 | 構成内容 | |
|---------------------|-------------------|--|
| 有効画素数 | 1300万画素 | デジタルカメラシステム キャビネット AC電源ケーブル ゲル撮影用レンズ ゲル撮影用フィルター 観察窓用フィルター 16GBSDHCカード ゲル切出用遮光カーテン |
| 液晶モニター | 3インチ液晶モニター | |
| 画像ファイル | JPEG | |
| 記録媒体 | SDカード | |
| 最大撮影サイズ | 20x20cm | |
| 切り出し | 可能 | |
| サイズ・重量 (WxDxHmm) | 340x260x440 重量3kg | |



関連製品


UVトランスイルミネーター

| カタログNO. | 型式 | UV波長 | フィルターサイズ | 価格 |
|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| 308 | ECX15M | 312nm | 15x15cm | ¥140,000- |
| 916 | TCP26LM | 312/365nm | 26x21cm | ¥250,000- |



青色LEDイルミネーター

| カタログNO. | 型式 | 仕様 | 価格 |
|---------|---------|-------------|----------------------|
| 930 | LED100 | 青色LEDイルミネータ | ¥120,000= → ¥96,000- |
| 930-2 | LED100T | 架台 | ¥5,000 |



UV透過ゲルトレイ

| カタログNO. | 型式 | 数量 | サイズ | 価格 |
|---------|----------|------|-----------------------|--------------------|
| 310 | UVTR15 | 1枚 | 150(W)x150(D)x20(H)mm | ¥8,000= → ¥4,500- |
| 310-002 | UVTR15X2 | 2枚入り | 150(W)x150(D)x20(H)mm | ¥16,000= → ¥8,000- |



製造元 **アムズシステムサイエンス**
 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2-10-21-503
 TEL 06-7493-0786 FAX 06-6390-6370

URL <http://www.amzsystemscience.com>
 E-mail info@amzsystemscience.com